



Nuevo Gastro⁺™

Ayudando a Detectar Trastornos Gastrointestinales:



Ayuda en la detección de:

Intolerancias
Alimentarias

Síndrome
Intestino
Irritable (SII)


Sobrecrecimiento
Bacteriano del
Intestino
Delgado (SBID)

GRATIS

Software
GastroCHART™

Ideal para:


- Gastroenterólogos
- Dietistas
- Médicos de Cabecera
- Departamentos Endoscopia
- Gastropediatras



Múltiples pacientes



Creación y salvado de
datos de paciente



Protocolos
preprogramados

Gastrolyzer®
www.bedfont.com

Características y Beneficios

- Interfaz nueva y fácil de usar
- Recordatorios de mantenimiento
- Calibración cada 3 meses
- Crear y almacenar los datos del paciente
- Análisis simultáneos en múltiples pacientes
- Protocolos preprogramados con temporizador regresivo
- Gran pantalla táctil
- Tecnología SteriTouch® para eliminar bacterias
- Incluye Software GastroCHART™



Especificaciones Técnicas

Rango de Concentración (H ₂)	0-500ppm
Pantalla	Pantalla táctil a todo color
Principio Detección	Sensor electroquímico
Repetibilidad	<10% de diferencia en lecturas consecutivas
H ₂ Interferencia Cruzada	<1%
Alimentación	3 x AA (LR6 o Equivalente) 1 x Pila botón litio tipo CR2032
Duración de baterías AA	17.5 horas
Duración batería CR2032	175,000 horas
Tiempo de respuesta T ₉₀	≤45 segundos
Temperatura Funcionamiento	10-40C
Presión Funcionamiento/Transporte/Almacenaje	800-1200mbar
Humedad Funcionamiento	10-90% sin condensación
Vida Útil Sensor	2 años
Sensibilidad Sensor	1ppm
Desviación Sensor	<2% al mes
Dimensiones	Aprox. 34 x 75 x 140 mm
Peso	Aprox. 200 g (incluyendo las pilas)
Construcción Monitor	Carcasa: Mezcla de policarbonato/ABS con aditivo SteriTouch® Anti-Microbiano Pieza-D: Polipropileno



Tecnología Británica

Bedfont Scientific Ltd

Station Road, Harrietsham, Maidstone
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com
www.bedfont.com

© Bedfont Scientific Limited 2015

Issue 4- Mayo 2016, Part No: MKT374_ES

Bedfont Scientific Ltd se reserva el derecho a modificar o actualizar esta información sin previo aviso.

Registrado en: Inglaterra y Gales. Nro.Registro: 1269798



bedfont